



Opis produktu
Cutanplast®Fast to sterylna gąbka z żelatyną pochodzenia zwierzęcego + NaCl (Chlorow sodowy), nieparpuuszczalna w wodzie, łatwa w manipulacji i resorbowalna, która służy do zatrzymywania krwawienia. Gąbka charakteryzuje się białym kolorem i jednolitą porowatością.

Mechanizm działania

Po naciśnięciu krawędzi produktu spręża koagulacji pomagając w kontroli lokalnego krwotoku. Przy stosowaniu w prawidłowy sposób i w odpowiedniej ilości, Cutanplast®Fast jest wchłaniana w ciągu 3-4 tygodni. Ilość produktu, jaką należy użyć, oraz jego wchłanianie zależą od tego, jak rodzlega jest powłoka powierzchni i rodzaju tkanek, na które jest nakładana.

Wskazania
Cutanplast®Fast powinien być stosowany suchy, aby zmaksymalizować właściwości chłonne i przyskrzyniające, ale może również zostać nasycony roztworami antybiotykowymi lub innymi substancjami. Zastosowanie w zabiegach chirurgicznych umożliwia zabiegowe odciążenie pacjenta, na przykład przy złamaniu. W razie potrzeby, lekkiem dociśnięciem, Cutanplast®Fast może stosowany w celu kontrolowania krwawienia z żylnych lub tętniczych naczyń włosowatych, gdzie inne konwencjonalne procedury tamowania krwawienia (czyli, techniki, podwiązania itp.) są nieskuteczne.

Cutanplast®Fast może być przyznany do zabiegów rozpraszających przy suchym styknięciu chirurgicznym, nie krusząc; się przy tym charakteryzuje swoją mechaniczną porowatością i narzędzi chirurgicznych.

Przeciwwskazania

Stosowanie Cutanplast®Fast do zamykania naciętej skóry, ponieważ może to zakłócić proces zrośnięcia i zabielenia się skóry.
Nie stosować Cutanplast®Fast w jamach wnetrznych/zewnętrznych ze względu na ryzyko spowodowania zatorów.
Nie stosować Cutanplast®Fast w przedmiotach embolizacji.
Nie stosować Cutanplast®Fast na pacjentów ze zwięźlowaniem alergii na produkt.
Nie stosować Cutanplast®Fast na zamknięte ranę.

Opis materiału

-Zastosowanie Cutanplast®Fast nie uwzględnia do pominięcia zwykłych praktyk higieny.
-Po zastosowaniu krwawienia należy wytrzeć, jeśli jest to możliwe, produkt z rany, aby uniknąć ryzyka przeniesienia się gąbki lub miedziowego osadu przyrządami/ rękawic.
-Umyć Cutanplast®Fast po użyciu, jeśli został on zastosowany w otworach kostnych, w zdeniu kręgowym i/lub w nerwie lub skrzyżowaniu nerwowym lub też w sąsiedztwie lub przyrządach do ortopedycznych.

-Cutanplast®Fast zawiera zmiękczone włókna, jeśli zostały użyte w neurochirurgii lub też w obrębie lub w okolicy nerwów, gdyż zwiększają swoją objętość mimo że spowodowad może, a w konsekwencji może spowodować uszkodzenie, obrażenia nerwowe.
-Nie stosować Cutanplast®Fast w przypadku słabego krwotoku tętniczego, w przypadku zastoju krwi lub innych płynów ustrojowych lub gdy zabieg krwotoku jest całkowicie ujęty.
-Nie stosować Cutanplast®Fast w zabiegach poporodowych oraz do kontroli krwotoku miesiastkowego (niezależnie od skutecznego stosowania Cutanplast®Fast w ciąży) (nie ma został sprawdzona).
-Nie stosować Cutanplast®Fast w przypadku słabego krwotoku tętniczego, w przypadku zastoju krwi lub innych płynów ustrojowych lub gdy zabieg krwotoku jest całkowicie ujęty.
-Nie stosować Cutanplast®Fast w zabiegach poporodowych oraz do kontroli krwotoku miesiastkowego (niezależnie od skutecznego stosowania Cutanplast®Fast w ciąży) (nie ma został sprawdzona).
-Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania Cutanplast®Fast u dzieci i kobiet w ciąży nie została sprawdzona.

Srodki ostrożności

Cutanplast®Fast jest dostarczany sterylny i do użytku jednorazowego. Nieużytkowane części gąbki należy wyrzucić. Opakowania otwarte i niewykorzystane muszą zostać usztywnione.

Uwaga: Gdynie produkt jest stosowany w zamkniętych lub lekko przestronnych lokalizacjach, zaleca się jego częstsze ścieranie, aby uniknąć ryzyka spowodowania uszkodzeń w skutek zwiększenia wilgotności Cutanplast®Fast w chirurgii (nie ma został sprawdzona).

Uwaga: Choć w niektórych przypadkach zalecane jest wyposiżenie jamy w celu zakamowania krwotoku, nie należy stosować w ten sposób Cutanplast®Fast, jeśli nie uznaje się go za tymczasowe, po osiągnięciu hemostazy, nadmierne przyciśnięcie Cutanplast®Fast w chirurgii (nie ma został sprawdzona).

Uwaga: Należy stosować minimalną ilość Cutanplast®Fast gwarantującą hemostazę i usunąć zawieszę nadmiar produktu z miejsca jego zastosowania.

Uwaga: Nie stosować Cutanplast®Fast wraz z systemami odzyskiwania krwi autologicznej, ponieważ wykazano, że skuteczność hemostatycznych gąbek preodratuje się przy krzywej transfuzyjnej systemy oczyszczania.

Uwaga: Nie stosować Cutanplast®Fast w połączeniu z cementem z metalelami metali. Wykazano, że powonata budowa osłabia się cementu zastawianego do przysmowania protezy do wykrętu, co może skutkować osłabieniem osłabieniem.

Uwaga: Stwierdzono przypadki nieaktywnej wchłonięcia i utraty słuchu z powodu zastosowania gąbek z żelatyną hemostatyczną w zabiegach plastycznej i/lub ortopedycznej.

Uwaga: Nie stosować Cutanplast®Fast w przypadku zakrzepów krwi.
Uwaga: Zastosowanie Cutanplast®Fast w połączeniu z substancjami aktywnymi farmakologicznie lub innymi substancjami mogą zostać poddane starannej ocenie chirurga i jest przeprowadzane na jego odpowiedzialność.

Uwaga: Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania Cutanplast®Fast w urologicznych zabiegach chirurgicznych wciąż został sprawdzona. Cutanplast®Fast nie może być stosowany w medycznych rozpraszaniu, kielichach nerkowych, cewce moczowej ani w moczowodzie, aby uniknąć możliwości powstania kamienia.

Uwaga: edycja się stosowanie Cutanplast®Fast do leczenia przysiadków krwiawic z nosa, ponieważ produkt może dostać się do dróg oddechowych, powodując trudności w oddychaniu.

Uwaga: w literaturze opisano przypadki związane z podobnymi produktami, w których, podczas przeprowadzania badań radiograficznych, nie wchłonięte całkowicie pozostałości produktu, zostały odkryte w czasie znowoty.

Uwaga: Cutanplast® Fast może powodować gorączkę.

Przed użyciem
Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje dotyczące stosowania.
Przy stosowaniu produktu, należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone. Sterylność jest gwarantowana wyłącznie pod warunkiem, że opakowanie nie jest uszkodzone lub pęknięte.
Należy zwrzeć stosować środki ostrożności pozwalające zachować jawność podczas obchodzenia się z produktem.
Należy zwrzeć uwagę na następujące informacje:
-Należy zwrzeć uwagę na minimalną ilość produktu gwarantującą hemostazę.
Cutanplast®Fast może być stosowany suchy lub nasączony roztworami leczniczymi.
Gąbki należy używać i mieszać krwawienie lekko przyciśnięciem do zatamowania krwawienia.
W przypadku, gdy produkt nie można usunąć po zastosowaniu krwawienia, należy użyć jak największą część produktu zastosowanego w nadmiarze.
Produkt należy wykorzystać przed upływem daty podanej na opakowaniu głównym, wewnętrznym i na produkcie jest dostępny w formatach podanych w niniejszej tabeli.

Cutanplast® Fast Powder:
Wykup proszek do odpowiedniego, sterylnej pojemnika i doleć 3-6 ml sterylnej roztworu fizjologicznego.

Do przygotowania proszku uzyskuje się poprzez krzącenie go palcami na dnie pojemnika, po uprzednim nakłuciu sterelnymi ryglakami, aż do uzyskania ciągłej pasty.

Użytkując pastę można rozmawzać, zwiać lub nakładać w zdany sposób.

Spójność przechowywania

Cutanplast®Fast należy przechowywać w suchym miejscu (temperatura pokojowej).
Cutanplast®Fast należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

W przypadku zaobserwowania skutków stosowania produktu, których nie opisano w niniejszej ulotce, prosimy o jak najpręższe powiadomienie nas na poniższy adres e-mail: complaint@masscibanul.it.

Cutanplast® FAST 50 x 50	50 x 50 x 4 mm	Ref. 07150501
Cutanplast® FAST 70 x 70	70 x 70 x 4mm	Ref. 07170701
Cutanplast® FAST 80 x 125	80 x 125 x 4 mm	Ref. 07880125
Cutanplast® FAST dental	10 x 10 x 4 mm	Ref. 07610101
Cutanplast® FAST powder 1g	1g	Ref. 07200001
Cutanplast® FAST powder 5g	5g	Ref. 07200005



Ürün açıklaması

Cutanplast®Fast, domuz jantini + NaCl (Sodyum Klorür), sünger, süzme özümlemeyi, kullunamı kolay ve emilimli sterile edilmiş kanama durdurucu bir süngerdir. İyeren, süzme ve eşit şekilde dağıtılmış gözenekli bir gözenekli süngerdir.

Eski mekanizması

Kon vücutta kalıcı gözenekler, diğer kanama kontrolünde yarımdo görevi görebir pH'tanmış destileştir. Doğru şekilde kullanıldığında, ürün, kalıcı miktarda kullunandıktan 3-4 hafta içinde emilir. Kullunancık ürün miktarı ve emilimi, kanama ızletimin boyutuna ve uygulandıo dokü türüne bağlıdır.

Endikasyonlar

Cutanplast®Fast, emici ve hemostatik özelliklerini en üst düzeyde açıklanmış iñi konu kullunancılardır, aynı zamanda antiseptik ve hemostatik özellikleri batinen olarak da kullunabilir. Otomatik olarak harece, cerrah maddahalerde uygulanması batinen ve gerekirse hafif bir kompresyon gerektirir. Ürün sadece, diğer geleneksel hemostatik prosedürlerin (sütlük, kompresyon, bağlama, vb.) uygulanabilir olmadıo yerlerde venöz veya arteriyel kanamaların kanamasi kontrol etmek için bir hemostatik ajan olarak kullunabilir.
Cutanplast®Fast steril makaslar kullunancık dağıtıldıktan itibaren bir veya birkaç seveye peris ve cerrahi aletlere yapışma özelliğine sahiptir.

Kontraindikasyonlar

Cit kanamaları yitimesine ve kapamama engel abalacağı için Cutanplast®Fast cit kesililerin kapamama için kullunamaz.

Embolizasyon riskiden dolayı Cutanplast®Fast damar içi kativeleride kullunamazdır.

Cutanplast®Fast embolizasyon prosedürlerinde kullunamaz.
Cutanplast®Fast, önce azevler batinen hastalarda kullunamazdır.
Cutanplast®Fast enfekte olmuş yaralarda kullunamazdır.

Uyarılar

-Cutanplast®Fast kullunarı normal hemostat uygulamalardan göz ardı edilmesini önlayamaz.
-Hemostat sağıdancık sonra diğer birlezi uygulanı veya ürünüün kompresyonu veya yerinden çıkması riski ortekmek için mümkün olduğu durumda ürünü uygulandıo bölgeden çıkazın.
-Fazla emilime sebep olabilir, emici veya süzme özümlemeyi veya sıkıca bğölmeye veya geree bölgedenle veya bu nedenle birlezi gelebilir.kullunandıktan Cutanplast®Fast ürünüün bğölmesinde çıkazın.
-Nöropijiy veya sinir çevresinde veya yakınımda kullunandıđın ürünüün hacmi arttıo kompresyonu nedeniyle sinir çevresinde veya yakınımda kullunandıo kullunandıo cildi boyutunda hasarı veya iskemiyi önleyebilir.
Cutanplast®Fast uygulanı yerden çıkamaz.
-Sıđedeli arteriyel kanama durumdun, kan damarları veya diğer organik süzme durmas durumdun ve kanama kaynađı tamamen gözeneklendirmeyi Cutanplast®Fast kullunamazdır.
Cutanplast®Fast dođun süzme ameliyatında ve menenjiyal kontrolde iñi kullunamazdır.
-Oftalmik cerrahide Cutanplast®Fast iñi gözenekli dođunlandıođunlamamır.
-Cutanplast®Fast iñi ocuklar ve hamile kadınları izerenideki gözenekli dođunlandıođunlamamır.

Tedbirler

Dikkat: Cutanplast®Fast steril ve tek kullunancık olarak tednik edilir. Kullunamaya fazla ürünü parçaları temin edilebilir. Açık ve kullunılmamı ambalajları atınız.

Dikkat: Kapalı veya dar dođu alanlarında kullunandıđında, organik sızma veya tamami bađlıo hacim artması hasara neden olabilir. İñi ürünüün uygulandıo bölgeden çıkazın ve emilime izin veriniz.

Dikkat: Cutanplast®Fast iñi kanamaları iñi kanamaları bazen önleyebilir ve hemostat sağıdancık sonra fazla ürünü dikkatle temizleyiniz. Cutanplast®Fast byo çekilke kullunancılardır.

Dikkat: Hemostat sağıdancık iñi Cutanplast®Fast minimum miktarda kullunamı ve uygulanı alanındaki fazla ürünü daima temizleyiniz.

Dikkat: Hemostat ajan parçaları kanama sistemi içerisindeki transfüzyon filtrelerinde gelebileceđi gözeneklölüden Cutanplast®Fast otolog kan geleceđi bölgedenle devretilerile kullunamazdır.

Dikkat: Cutanplast®Fast metil metakrilat çimentosu ile birlikt kullunamaz. Gözenekli yapının, protezlerin kemik yüzeyine sabitlenmesinde kanama çimentonun kuvvetini zayıflatıo kanamıştır.

Dikkat: Ürünler plastik ambalajlarında hemostatik jellerle kullanılmıo kullunamıo keskindeki tamami emilime gerektirebileceđi vakalar ve iğneme kalması bildirilmiştir.

Dikkat: Phtiazima bğölmekle durumdun Cutanplast®Fast kullunamazdır.

Dikkat: Cutanplast®Fast iñi farmakolojik olarak aktif maddeler veya diğer maddelerle birlikt kullunamı, cerrah taramada dikkatle değerlendirilmeli ve bu değerlendirme her halükarda cerrahin sorumluluđı altındadır.

Dikkat: Cutanplast®Fast iñi ortopedide cerrahi prosedürlerdeki gözenekli ve etkilikli dođunlandıođunlam. Olası iskemiyi önleyebilir.
Dikkat: Cutanplast®Fast bobek pediatride, bobek kalkanında, ızletiride ve detektörde kırılmamıştır.

Dikkat: Ürünü soldunlandıođun solunum güçölüğüne iyi dođunlandıo epistaksis vakalarında tedavide Cutanplast®Fast kullunamıo uygun değildir.

Dikkat: Literatürde, radiyografik incelemelerde bezere ürünüün tamami emilimesine kullunandıo tıporle kaptırıldıo vakaların olduđu bildirilmiştir.

Dikkat: Cutanplast®Fast azevde nemli olabilir.

Kullunamı şekli

Ürünü kullunamdan önce bu talimatları dikkatle okuyunuz.
Dikkat: Ürünler kullunamıo kullunancık kutularında kontrol edilir. Sterilizde sadece ambalajın hasar görmelemi veya sızlamamıs durumdunamı kullanınız.

Ürünü kullunamıo her aşamada daima aseriz tedavilerden yararlanınız.
Hemostat sağıdancık iñi daima minimum miktarda ürünüün iñi kullanınız.

Cutanplast®Fast, kuru dođulu gibi bğölmeye kullanılabilir. Bu durumda:

Ürünü kanama olan alana, hemostat sağıdancık hafif bir bastırıcı uygulandıo uygulandıo.

Ürün meydana gelen hemostatizasyon sonra yerinden kaldırılmayınca kullunamı fazla ürünü dikkatle temizleyiniz.

Ürünü, bir kırıkte ameliyatında ve katıldıo gözdenle sol kullunamı tarihinden önce kullunamı.

Ürünü, bir prosedürde gözdenle cerrahi tedavide kullanınız.

Cutanplast® Fast Powder:

Doz: Ürünü, uygun steril bir kabla koyunuz ve 3-6 ml steril fizyolojik solusyon ilave ediniz.
Ez ve fazl miktarda ilave ediniz.
Cutanplast®Fast, emilime ve emilime hızında, her edineye kadar karınmı pırlamaları önleyebilir.

Bu çekilde edilem hamile sürülebilir, uygulanabilir veya her yerde uygulanabilir.

Saklama şekli

Cutanplast®Fast naleyzi sıcaklıđında ve kuru bir yerde saklanmalıdır.
Cutanplast®Fast dođunlanı günde öğünün uzak olarak saklanmalıdır.

Bu prosedürde açıklanmamıo edinele katırlandıo dođunlandıo posta adresine çekilme olmaksızın e-mail gönderilime için edinele: complaint@masscibanul.it.



Produktbeschreibung
Cutanplast®Fast ist ein steriles, wasserunlösliches, leicht handhabbares und resorbierbares Schwamm aus Chitosanpolymeren + NaCl (Natriumchlorid) zur Blutstillung. Der Schwamm ist von weißlicher Farbe mit einheitlicher poröser Struktur.

Wirksamkeitsmechanismus
Das mit Blut vollgesaugene Produkt fördert die Gerinnung und wirkt zur Unterstützung bei der Kontrolle lokaler Blutungen. Bei korrekter Anwendung und Menge wird Cutanplast®Fast innerhalb von 3-4 Wochen resorbierbar. Die verwendete Produktmenge ist abhängig von der Größe des blutenden Areals und von der Art des Gewebes, auf dem es zur Anwendung kommt.

Hinweise zum Gebrauch

Cutanplast®Fast ist in trockenem Zustand anzuwenden, um die absorbierenden und hämostatischen Eigenschaften zu maximieren, kann jedoch ebenfalls mit antibiотischen und hämostatischen Lösungen verwendet werden.
Zur Anwendung des Produkts sind folgende Schritte zu befolgen:
-Cutanplast®Fast sieht eine einfache Applikation vor, die nur bei Bedarf eine leichte Kompression. Das Produkt darf ausschließlich als Hilfsmittel zur Kontrolle von Blutungen aus Venen oder arteriellen Blutgefäßen verwendet werden, wenn ein bestimmtes Kompressionsniveau erforderlich ist.
-Cutanplast®Fast wird nicht zur Unversehrtheit einer Kontrolle zu bringen sind.
Cutanplast®Fast kann mittels steriler Scheie auf die gewünschte Größe zurechtgeschnitten werden, ohne dass es sich auflöst und es weist eine verminderte Adhäsion beim Einsatz von chirurgischen Instrumenten mit Zangen auf.

Gegenanzeigen
Cutanplast®Fast nicht zum Schließen von Hautschitten verwenden, da es den Heilungsprozess und die Vernarbung der Hautdärmer beeinträchtigen könnte.

Cutanplast®Fast aufgrund der Gefahr von Embolien nicht intravasculär applizieren

Cutanplast®Fast nicht zum Verschluss von Blutgefäßen durch Embolisation verwenden

Cutanplast®Fast nicht bei Patienten mit bekannter Allergie gegen das Produkt einsetzen

Cutanplast®Fast nicht bei infizierten Wunden verwenden

Hinweise

-Der Einsatz von Cutanplast®Fast entbindet den Anwender nicht von der Verwendung normaler Wundheilungsverfahren.

-Nach der Hämostase das Produkt soweit möglich von der Applikationsstelle entfernen, um das Risiko einer Verschiebung oder die Kompression umliegender Strukturen durch das Produkt zu vermeiden

-Bei Einsatz in, um oder in die Nähe von Knochenmarken, dem Rückenmark oder dem Nervus opticus ist ein Chitosan optisch soße Applikationsort vermeiden

-Cutanplast®Fast vom Applikationsstelle entfernen, wenn es in der Neurochirurgie verwendet wird, oder im Umfeld von Nerven, da das Produkt durch die Volumenvergrößerung zu einer Kompression führen könnte, mit gravierenden Konsequenzen verbunden

-Cutanplast®Fast im Fall einer Blutarterien-Blutung, bei Blutstau oder Staunung anderer Körperflüssigkeiten und wenn die Stützfunktion des Flüssigkeit bedeckt ist nicht verwenden.

-Cutanplast®Fast nicht bei postnatalen Eingriffen oder zur Kontrolle der Heilungslinien verwenden

-Cutanplast®Fast kann entweder trocken oder getränkt in medizinschen Lösungen verwendet werden

Achtung: Cutanplast®Fast sollte nicht im Rahmen einer autologen Bluttransfusion verwendet werden. Es wurde nachgewiesen, dass Fragmente von Histoplasma Transfusionisinför von Blutüberträger in recipienten passieren können

Achtung: Cutanplast®Fast nicht zusammen mit Methylmethacrylat-Zement verwenden. Die poröse Struktur könnte die Klebkraft dieser Reststoffe reduzieren, die die Befestigung von Endoprothesen an Knochenoberflächen verwendet werden

Achtung: Cutanplast®Fast nicht zusammen mit Gelfaserzement bei Tympanoplastik wurde von unvollständiger Resorption und Hörverlust berichtet

Achtung: Cutanplast®Fast bei Gerinnungsstörungen nicht verwenden

Achtung: Die gleichzeitige Anwendung von Cutanplast®Fast mit pharmakologischen Wirkstoffen oder anderen Arzneimitteln kann entweder trocken oder getränkt in medizinschen Lösungen verwendet werden

Achtung: Cutanplast®Fast sollte nicht bei Patienten mit Allergien gegen das Produkt einsetzen

Achtung: Cutanplast®Fast nicht bei infizierten Wunden verwenden

Vorsichtsmaßnahmen

Achtung: Cutanplast®Fast ist ein steriles, wasserunlösliches, leicht handhabbares und resorbierbares Schwamm aus Chitosanpolymeren + NaCl (Natriumchlorid) zur Blutstillung. Der Schwamm ist von weißlicher Farbe mit einheitlicher poröser Struktur.

Wirksamkeitsmechanismus
Das mit Blut vollgesaugene Produkt fördert die Gerinnung und trägt zur Kontrolle der örtlichen Blutungen bei. Bei korrekter Anwendung und Menge wird Cutanplast®Fast innerhalb von 3-4 Wochen resorbierbar. Die erforderliche Produktmenge und ihre Resorption hängen von der Größe der blutenden Wunde und von der Gewebeatart ab, auf der das Produkt angewendet wird.

Indikationen
Cutanplast®Fast muss trocken angewendet werden, damit es seine absorbierenden und hämostatischen Eigenschaften optimal entfalten kann, aber es kann auch mit hämostatischen oder Antibiotiklösungen getränkt werden. Die Anwendung in der Chirurgie stützt außer bei orthopädischen Operationen die einfache Applikation und bedarf daher keinen leichten Druck. Das Produkt darf nur als Unterstützung zur Kontrolle lokaler Blutungen von Kapillaren oder Arterien eingesetzt werden, wenn andere herkömmliche hämostatische Verfahren (Sticheln, Kompression, Ligaturen, usw.) nicht möglich sind.

Cutanplast®Fast kann mit einer sterilen Scheie auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden, ohne dass es sich auflöst und es weist eine verminderte Adhäsion gegenüber chirurgischen Zangen und Instrumenten auf.

Gegenanzeigen
Cutanplast®Fast nicht zum Verschlssen von Hautrissen verwenden, da es die Heilung und die Vernarbung der Hautschäden beeinträchtigen könnten.

Cutanplast®Fast nicht bei Embolisationen verwenden

Cutanplast®Fast nicht bei bekannter Allergie gegenüber dem Produkt anwenden.

Cutanplast®Fast nicht auf infizierten Wunden anwenden.

Warnhinweise

-Die Anwendung von Cutanplast®Fast befugt nicht zur Unterlassung der normalen blutstillenden Maßnahmen.

-Nach dem Erreichen der Hämostase das Produkt, wenn möglich, von der Anwendungsstelle entfernen, um das Gefahr einer Verschiebung des Produkts oder Kompression anderer angrenzender Strukturen zu vermeiden.

-Cutanplast®Fast vom Applikationsstelle entfernen, wenn es in der Knochen-Chirurgie, im Knochenmark und/oder am optischen Nerv oder Chiasma opticum oder in den umliegenden oder angrenzenden Bereichen eingesetzt wird.

-Cutanplast®Fast im Fall einer Blutarterien-Blutung, bei Blutstau oder Staunung anderer Körperflüssigkeiten und wenn die Stützfunktion des Flüssigkeit bedeckt ist nicht verwenden.

-Cutanplast®Fast nicht im Falle einer schweren arteriellen Hämorrhagie, einer Staunung von Blut oder anderen organischen Flüssigkeiten anwenden, oder wenn die Quelle der Blutung völlig verborgen bleibt.

-Cutanplast®Fast nicht bei postnatalen Eingriffen oder zur Kontrolle der Heilungslinien verwenden.

-Cutanplast®Fast kann entweder trocken oder getränkt in medizinischen Lösungen verwendet werden.

Achtung: Cutanplast®Fast sollte nicht im Rahmen der Koagulationsstörungen angewendet werden.

Achtung: Cutanplast®Fast sollte nicht bei Patienten mit Allergien gegen das Produkt anwenden.

Achtung: Cutanplast®Fast nicht auf infizierten Wunden anwenden.

Warnhinweise

-Die Anwendung von Cutanplast®Fast befugt nicht zur Unterlassung der normalen blutstillenden Maßnahmen.

-Nach dem Erreichen der Hämostase das Produkt, wenn möglich, von der Anwendungsstelle entfernen, um das Gefahr einer Verschiebung des Produkts oder Kompression anderer angrenzender Strukturen zu vermeiden.

-Cutanplast®Fast vom Applikationsstelle entfernen, wenn es in der Neurochirurgie oder in den umliegenden oder angrenzenden Bereichen der Nerven eingesetzt wird, weil das Produkt an Volumen gewinnt und daher eine schädliche, mittelschwere Kompression des Nervenbündels verursachen könnte.

-Cutanplast®Fast nicht im Falle einer schweren arteriellen Hämorrhagie, einer Staunung von Blut oder anderen organischen Flüssigkeiten anwenden, oder wenn die Quelle der Blutung völlig verborgen bleibt.

-Cutanplast®Fast nicht bei postnatalen Eingriffen oder zur Kontrolle der Heilungslinien verwenden.

-Cutanplast®Fast kann entweder trocken oder getränkt in medizinischen Lösungen verwendet werden.

Achtung: Cutanplast®Fast sollte nicht im Rahmen der Koagulationsstörungen angewendet werden.

Achtung: Cutanplast®Fast sollte nicht bei Patienten mit Allergien gegen das Produkt anwenden.

Achtung: Cutanplast®Fast nicht auf infizierten Wunden anwenden.

Warnhinweise

-Die Anwendung von Cutanplast®Fast befugt nicht zur Unterlassung der normalen blutstillenden Maßnahmen.

-Nach dem Erreichen der Hämostase das Produkt, wenn möglich, von der Anwendungsstelle entfernen, um das Gefahr einer Verschiebung des Produkts oder Kompression anderer angrenzender Strukturen zu vermeiden.

-Cutanplast®Fast vom Applikationsstelle entfernen, wenn es in der Neurochirurgie oder in den umliegenden oder angrenzenden Bereichen der Nerven eingesetzt wird, weil das Produkt an Volumen gewinnt und daher eine schädliche, mittelschwere Kompression des Nervenbündels verursachen könnte.

-Cutanplast®Fast nicht im Falle einer schweren arteriellen Hämorrhagie, einer Staunung von Blut oder anderen organischen Flüssigkeiten anwenden, oder wenn die Quelle der Blutung völlig verborgen bleibt.

-Cutanplast®Fast nicht bei postnatalen Eingriffen oder zur Kontrolle der Heilungslinien verwenden.

-Cutanplast®Fast kann entweder trocken oder getränkt in medizinischen Lösungen verwendet werden.

Achtung: Cutanplast®Fast sollte nicht im Rahmen der Koagulationsstörungen angewendet werden.

Achtung: Cutanplast®Fast sollte nicht bei Patienten mit Allergien gegen das Produkt anwenden.

Achtung: Cutanplast®Fast nicht auf infizierten Wunden anwenden.



Descrião do produto
Cutanplast®Fast é uma esponja de gelatina de suino esterilizada + NaCl (Cloreto de Sódio), insolúvel em água, de fácil manipulação e absorvível, que visa interromper o sangramento. A esponja se apresenta esponjosa e com porosidade uniforme.

Mecanismo de ação
Uma vez saturado de sangue, o produto promove a coagulação atuando como coadjuvante no controle da hemorragia. Após o uso, o produto é totalmente absorvido em um período de 3 a 4 semanas. A quantidade de produto a ser utilizada e a sua resorbção dependem da extensão da superfície de sangramento e do tipo de tecido no qual é aplicado.

Indicações

Cutanplast®Fast deve ser utilizado a seco, para maximizar as propriedades absorventes e hemostáticas, mas também pode ser embebido em soluções antibióticas ou hemostáticas. O uso em intervenções cirúrgicas, com exceção das oftalmológicas, prevê uma aplicação simples e, se necessário, uma modesta compressão. O produto deve ser usado exclusivamente como um hemostato para o controle do sangramento de capilares, venozos ou arteriais, onde outros procedimentos convencionais de compressão, ligadura, sutura e/ou são impraticáveis.

O Cutanplast®Fast pode ser cortado no tamanho desejado usando uma tesoura esteril sem desintegrar-se e apresenta uma redução azevada em pinças e instrumentos cirúrgicos.